



MASKE-24

50 Stück
3-LAGIG

MUND- / NASENSCHUTZ



• 3-Faltentechnologie für ergonomischen Sitz • Idealer Tröpfchenschutz • Anpassbarer Nasenbügel

ANLEITUNG:



Falten Sie die Maske auseinander und befestigen Sie sie hinter beiden Ohren.

Fixieren Sie den Nasensteg auf der Nase um zu verhindern, dass Luft eindringt.

Ziehen Sie die Maske unter Kinn, um einen dreidimensionalen Atemraum zu erhalten.

info@maske-24.com



MASKE-24

50 Stück
3-LAGIG

	Dies ist kein steriles Produkt.		Vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
	Vor Lichteinstrahlung schützen.		Nicht im Hausmüll entsorgen.
	Aufbewahrung nicht unter -20°C und über 40°C.		Nur zur einmaligen Verwendung.
	Vor Nässe schützen.		Nicht verwenden, wenn die Verpackung zerstört ist.

WARNHINWEISE:

1. Maske dient dem Fremdschutz. Schutz vor Tröpfchenauswurf des Trägers.
2. Bitte entsorgen Sie die Maske nach Gebrauch ordnungsgemäß.
3. Wechseln Sie die Maske sofort, wenn sie nass wird, mit Blut oder mit anderen Flüssigkeiten von außen verunreinigt wurde.

ACHTUNG:

Wechseln Sie die Maske alle 3-5 Stunden. Wenn die Maske nass oder mit Sekreten verschmutzt wird, wechseln Sie sie rechtzeitig.

IMPORTEUR

Senger GmbH
Bertha-Benz-Straße 3
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 - 62 55 00



HERSTELLER

COMMANDO MIZIKCI TEKSTIL VE INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI.
21/A Kazim Karabekir ST.
KASTAMONU 37150/Turkey

2022/11

LOT

2020/11

